

Simplexa™ COVID-19 & Flu A/B Positive Control Pack (Français)

REF MOL4260
Rev. 01



Pour diagnostic *in vitro*
Sur ordonnance uniquement

APPLICATION

La trousse de témoin positif Simplexa™ COVID-19 & Flu A/B Positive Control Pack est conçue pour être utilisée en tant que témoin avec la trousse Simplexa™ COVID-19 & Flu A/B Direct sur l'appareil LIAISON® MDX. Ce témoin n'est pas conçu pour être utilisé avec d'autres tests ou systèmes.

MATÉRIEL FOURNI

Dès réception, conserver à une température comprise entre -10 °C et -30 °C (ne pas utiliser de congélateur à dégivrage automatique). Chaque flacon contient suffisamment de réactif pour une réaction. Utiliser dans les 30 minutes suivant la sortie du congélateur.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Nom du composant	REF	Description	Couleur du bouchon	Nombre de flacons	Réactions par flacon/trousse	Volume par flacon
Simplexa™ COVID-19 & Flu A/B Direct Positive Control	MOL4261	Virus SRAS-CoV-2 inactivé, virus de la grippe A inactivé, virus de la grippe B inactivé	Rouge	10	1/10	50 µl

MATÉRIEL NÉCESSAIRE MAIS NON FOURNI

- Simplexa™ COVID-19 & Flu A/B Direct kit (REF MOL4250)
- Appareil LIAISON® MDX avec le logiciel LIAISON® MDX Studio version 1.1 ou plus récente.
- Trousse de disque Direct Amplification Disc (REF MOL1455).
 - Disques pour amplification Direct Amplification Discs utilisables sur l'appareil LIAISON® MDX.
- Pipette à volume fixe de 50 µl (pipette ergonomique haute performance à volume fixe VWR Signature™, modèle VWR FE50 ou équivalent).
- Embouts de pipette à filtre, stériles et sans nucléases, à usage unique.
- Congélateur (à dégivrage manuel) entre -10 °C et -30 °C (pour stockage congelé de la trousse de témoin).
- Gants à usage unique, non poudrés.

MATÉRIEL RECOMMANDÉ

- Universal Transport Media (UTM) à utiliser comme Témoin sans matrice (NTC, No Template Control).

DURÉE DE CONSERVATION ET MANIPULATION

- Conserver les témoins à une température comprise entre -10 °C et -30 °C (ne pas utiliser de congélateur avec dégivrage automatique).
- Ne pas utiliser le témoin au-delà de sa date de péremption.
- Laisser les témoins décongeler à température ambiante (entre environ 18 °C et 25 °C) avant utilisation.
- Ne pas recongeler.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS

- Porter un équipement individuel de protection comme (entre autres) des gants et une blouse de laboratoire lors de la manipulation des réactifs de la trousse. Se laver soigneusement les mains après avoir réalisé le test.
- La contamination des échantillons ou des réactifs peut entraîner des résultats erronés. Utiliser des bonnes pratiques de laboratoire et contrôler le flux de travail^{1, 2}.
- Ne pas pipeter à la bouche.
- Ne pas fumer, boire, manger, manipuler des lentilles de contact ou se maquiller dans les zones où des réactifs de la trousse ou des échantillons sont utilisés.
- Éliminer les témoins non utilisés ainsi que les échantillons d'origine humaine conformément aux règlements locaux, provinciaux et fédéraux.

6. Les virus présents dans la trousse Simplexa™ COVID-19 & Flu A/B Positive Control Pack ont été inactivés chimiquement; toutefois, ils doivent être considérés comme étant potentiellement infectieux et manipulés en conséquence.
7. Éviter de toucher l'envers du film adhésif qui entrera en contact avec les puits et la surface du disque.
8. Ne pas tenter de détacher le film adhésif d'un secteur déjà utilisé ou de réutiliser des puits d'échantillons et de réaction qui ont déjà été employés pour une série précédente.
9. Les disques peuvent être réutilisés jusqu'à ce que les huit (8) secteurs aient tous été utilisés. Éliminer les disques utilisés dans un récipient pour déchets biologiques sans détacher l'adhésif qui les recouvre.
10. Après chaque utilisation, ranger le disque Direct Amplification Disc à plat avec le film numéroté sur le dessus.
11. Stocker les réactifs à l'abri de la lumière.
12. Si l'emballage ou le contenu de la trousse semblent être déchirés ou endommagés, ne pas utiliser le produit et communiquer avec DiaSorin Molecular. Les coordonnées sont indiquées à la dernière page du présent document.

MODE D'EMPLOI


1. CONFIGURATION DE L'APPAREIL DE PCR EN TEMPS RÉEL

1. Consulter le Guide de l'utilisateur de l'appareil LIAISON® MDX pour plus de détails sur la façon de configurer le logiciel LIAISON® MDX Studio pour ajouter une définition de tests, régler une série de tests et analyser les séries sur l'appareil LIAISON® MDX.

2. CHARGEMENT DU DISQUE DIRECT AMPLIFICATION DISC ET AMPLIFICATION PAR PCR EN TEMPS RÉEL

REMARQUE : Aucune extraction du témoin n'est nécessaire avant l'étape d'amplification par PCR.

1. Sélectionner les témoins à analyser.
2. Décongeler les flacons de témoin positif et de mélange réactionnel à température ambiante (entre environ 18 °C et 25 °C). Décongeler un flacon de mélange réactionnel pour chaque échantillon ou témoin à analyser.
3. Balayer le code-barres sur le flacon de mélange réactionnel Simplexa™ COVID-19 & Flu A/B Direct Reaction Mix ou sur la carte à code-barres.
4. Balayer le code-barres du Direct Amplification Disc (DAD).
5. Balayer l'identificateur du témoin ou le saisir à l'aide du clavier.
6. Un secteur à la fois, détacher partiellement le film adhésif pour exposer les puits de la réaction (R) et de l'échantillon (SAMPLE), sans retirer entièrement le film adhésif (figures 1 et 2). Éviter de toucher l'envers du film adhésif qui entrera en contact avec les puits et la surface du disque.
7. Vérifiez que le mélange réactif est bien décongelé. Centrifuger les tubes brièvement au besoin.
8. Utilisez la pipette à volume fixe pour transférer 50 µl du mélange réactif dans le puits de réaction (R).
9. Utilisez la pipette à volume fixe pour transférer 50 µl de témoin dans le puits d'échantillon (SAMPLE).
10. Recouvrir et sceller les puits à l'aide du film adhésif détaché plus haut, en appuyant fermement près du bord du disque. Si le film adhésif d'origine est déchiré, ne pas charger les puits du secteur correspondant. Charger plutôt un autre secteur.
11. Retirer avec précaution la bandelette du film à la perforation.
12. Répéter les étapes 6 à 11 pour le ou les témoins restants.
13. Charger le Direct Amplification Disc scellé dans l'appareil LIAISON® MDX et démarrer la série.



REMARQUES (à titre d'information – aucune action ou interprétation de l'utilisateur n'est requise) :

Les trousse de DiaSorin Molecular peuvent contenir des numéros de version pour les définitions de tests. Si un numéro de version existe, il sera annexé à la définition du test, par exemple « Sample IVD Assay.2 ». Quand plusieurs versions existent, le logiciel utilisera automatiquement la définition du test associée au numéro de lot balayé.

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ

Les plages de contrôle de la qualité ont été établies comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Si les témoins ne se situent pas à l'intérieur de ces limites, les résultats doivent être considérés comme non valides et le test doit être effectué à nouveau. La trousse Simplexa™ COVID-19 & Flu A/B Positive Control Pack peut être utilisée comme témoin externe pour les tests de CQ, pour les formations ou pour l'évaluation des capacités de l'utilisateur. Chaque laboratoire doit définir ses propres plages de CQ et la périodicité des tests de CQ en fonction des lois et des règlements locaux et des bonnes pratiques de laboratoire habituelles applicables.

Résultats attendus des témoins

Type de témoin	COVID-19	Flu A	Flu B	Témoin interne d'ARN (RNA IC)
Simplexa™ COVID-19 & Flu A/B Direct Positive Control ¹	Déecté	Déecté	Déecté	Sans objet ²
Témoin sans matrice (NTC)	Non déecté	Non déecté	Non déecté	Valide

¹ Les valeurs habituelles de Ct pour le témoin positif sont comprises entre 24 et 30.

² La détection du témoin Simplexa™ RNA Internal Control (RNA IC) n'est pas requise pour que le résultat soit valide.











LIMITES

1. Pour utilisation en vertu de l'approbation et de l'autorisation de l'arrêté d'urgence 333538 seulement.
2. Pour diagnostic *in vitro*.
3. Pour usage professionnel et sur ordonnance uniquement.
4. Ce témoin n'est pas destiné à être utilisé dans des tests de dépistage des donneurs.
5. Ce témoin a été étudié dans le cadre du test Simplexa™ COVID-19 & Flu A/B Direct; il n'est pas conçu pour une utilisation avec d'autres méthodes.

RÉFÉRENCES

1. US Department of Health and Human Services PHS/CDC/NIH. Biosafety in microbiology and biomedical laboratories, Washington DC: US Government Printing Office, 2009.
2. CLSI: MM3-A2 Molecular diagnostic methods for infectious disease; approved guideline, 3rd ed. Wayne, PA: Clinical Laboratory Standards Institute, 2015.

GLOSSAIRE

	Attention, consulter les documents d'accompagnement*		Téléphone
	Consulter le mode d'emploi*		Télécopieur
	Conserver à l'abri du soleil	IVD	Dispositif médical de diagnostic <i>in vitro</i> *
	Contient suffisamment de réactifs pour <n> tests*	CONT	Contenu de la trousse
	Limites de température*	REF	Numéro de catalogue*
	Fabricant*	REV	Révision
	Utiliser avant*	LOT	Code du lot*
	Ne pas réutiliser*	CONTROL +	Contrôle positif*

* ISO 15223-1

Le glossaire des symboles est fourni sous forme électronique sur le site www.DiaSorin.com

